



À / To: Tous les clients
De / From: Département des tests externes
Objet / Subject : Changement de tube (Télopeptide-C)
Date: Le 16 Novembre 2012

Cher client,

Le présent avis est pour vous informer que de nouvelles instructions concernant le **dosage du Télopeptide-C** sont applicables immédiatement. En effet, le **dosage du Télopeptide-C est désormais effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans un tube à bouchon rouge (à la place d'un tube lavande).**

Nouvelles Instructions et stabilité de l'échantillon :

- Veuillez noter que le tube doit être rempli jusqu'au trait indicateur. Veuillez vous assurer également d'invertir les tubes 5 à 6 fois après le prélèvement.
- À noter aussi que le patient doit être à jeun pour un minimum de 12h.
- Pour un résultat plus fiable, nous suggérons que le prélèvement soit fait entre 8:00 et 10:00 du matin.
- Une fois le sérum séparé des globules rouges, la stabilité de l'échantillon est de 16 heures à température ambiante, 3 jours réfrigéré et jusqu'à 3 mois si congelé.

Pour toute question n'hésitez pas à communiquer avec M. Radouane Mnie Filali au 514-344-8022 ext. 226.

Radouane Mnie Filali
Coordonateur des tests externes